



## A SZEMEK HOSSZANTARTÓ NEDVESÍTÉSÉRE

### Használati útmutató

#### VISMED® GEL MULTI

Fermentációval előállított nátrium-hialuronát, 0,3 %.

#### **Hidrogél szemek hosszantartó nedvesítésére.**

Steril, tartósítószeret nem tartalmaz.

**Összetétel:** 1 ml oldat tartalma: 3,0 mg nátrium-hialuronát, nátrium-klorid, kálium-klorid, dinátrium-foszfát, nátrium-citrát, magnézium-klorid, kalcium-klorid és injekcióhoz való víz. Hipotóniás oldat.

**Javasolt alkalmazás:** A szemszárazság és/vagy felszíni szem-sérülés tüneteinek vagy jeleinek kezelésére, ha azt olyan betegség okozza, mint például felszíni keratitisz, Sjögren-szindróma vagy primer szemszárazság szindróma. A szem hosszantartó nedvesítésére szárazságérzés, a szem égése, fáradtsága esetén, valamint egyéb – egyebek mellett – por, füst, száraz hő, légkondicionáló, szél, hideg, hosszabb számítógép-használat, vagy kontaktlencse (kemény vagy lágy) viselése esetén vagy szemészeti vizsgálatok alkalmával.

**Ellenjavallatok:** A termék bármely összetevőjével szembeni egyéni túlérzékenység.

**Gyógyszerkölcsonhatások:** Ne használja a VISMED® GEL MULTI szemcseppet a szemén alkalmazott egyéb gyógyszerekkel és termékekkel egyidejűleg, mivel módosíthatja hatásukat.

**Mellékhatások:** Nagyon ritkán előfordulhatnak átmeneti rendellenességek, például kötőhártya-irritáció, idegentest érzés, vörös vagy égő érzés a szemben, rövid ideig tartó homályos látás.

**Adagolás és kezelés:** Az első alkalmazás előtt tépje le a biztonsági zárat. Távolítsa el a védőkupakot. Billentse hátra a fejet, és helyezze a cseppentő végét a kezelni kívánt szem fölé. Az alsó szemhéjat húzza le az egyik mutatóujjával. VISMED® GEL MULTI szemcsepp kis nyomás hatására könnyen távozik a cseppentőből (lásd az illusztráción). Ha az orvos másképp nem javasolja, igény szerinti gyakorisággal cseppentsen egy vagy két csepp VISMED® GEL MULTI szemcseppet a kötőhártyásákba. Pislogással oszlasza el az oldatot, mely így átlátszó, sokáig megmaradó bevonatot képez a szem felszínén. A VISMED® GEL MULTI használható (kemény vagy lágy) kontaktlencse viselése mellett is.

**Övintezkedések:** Ne érjen hozzá a felnyitott cseppentő hegyéhez, és ne érintse a szem felszínéhez. A VISMED® GEL MULTI szemcsepp használata után helyezze vissza a védőkupakot. Ne használja a VISMED® GEL MULTI szemcseppet, ha a tartály sérült. A VISMED® GEL MULTI az első használatot követően legfeljebb 3 hónapig használható. Minden olyan oldatot, amelyet közvetlenül a felbontás után nem használnak fel, ki kell dobni. Ellenkező esetben a sterilitás nem garantálható, amely esetlegesen a fertőzés kockázatával járhat.

30°C alatt tárolandó! Ne használja a VISMED® GEL MULTI szemcseppet a tartályon és a kartondobozon szereplő lejáratú időn túl.

Ha a kellemetlen érzés a VISMED® GEL MULTI használata alatt továbbra is fennmarad, vagy az alkalmazás felfüggesztése után visszatér, kérje orvos tanácsát. Gyermekektől elzárva tartandó!

**Jellemzők és hatásmechanizmus:** A VISMED® GEL MULTI nátrium-hialuronátot, egy természetes polimert tartalmaz, mely az emberi szemben is megtalálható. A nátrium-hialuronát különleges tulajdonságainak köszönheti a VISMED® GEL MULTI viszkoelasztikus és vízmegkötő tulajdonságait. A VISMED® GEL MULTI stabil bevonatot képez, a szemem melyet a pislogás csak lassan távolít el. Így a VISMED® GEL MULTI maximális komfortérzet mellett a tünetek hosszantartó enyhülését biztosítja. A VISMED® GEL MULTI egyedi összetételének köszönhetően jól tolerálható. A VISMED® GEL MULTI tartósítószeret nem tartalmaz.

**Kiszerelés:** 10 ml oldat, több adagos tartályban.

Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2016. október



Távolítsa el a biztonsági zárat.



Távolítsa el a védőkupakot.



Cseppentsen egy vagy két cseppet a szembe.



Használat után helyezze vissza a védőkupakot.



Gyártási szám



Lejáratási idő



Lásd a használati útmutatót



**Forgalmazó:**

**Pro-Com XXI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.**

6724 Szeged, Szende Béla u. 9.

6722 Szeged, Bécsi körút 17.



**TRB CHEMEDICA**  
**OPHTHALMIC LINE**



TRB CHEMEDICA AG

Otto-Lilienthal-Ring 26

85622 Feldkirchen/München, Németország

120158/2